


الإجراء المتبع لأخذ عينة لتحديد وجود دم في البراز


- يحفظ الأنبوب بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا يجرى الاختبار إذا كنت تعاني من البواسير التي تنزف أو إذا كنت تمرين بالعادة الشهرية حتى مرور 3 أيام من بعد انقطاع النزيف.
- تجنب تلوث البراز بالبول.




OC-SENSOR




1
يستخرج الأنبوب من الكيس الأخضر.
يفك الرمز المكون قضبان الموجود في الجزء العلوي الأسير
من رسالتك.




2
تلتصق البطاقة على الجزء المسطح من الأنبوب. لا تلتصقها
حول الأنبوب ولا بصورة مائلة ولا على الغطاء الأخضر.




3
توضع طبقة من ورق التواليت على المرحاض واجلس إن أمكن
وأنت تنتظر إليه.



4
يفك الغطاء الأخضر وتستخرج العصا الصغيرة.



5-6
يوضع طرف العصا الصغيرة على اتصال بالبراز ويزلق
الطرف مع رسم خطوط أفقية وعمودية.
تكفي كمية صغيرة من البراز.



7
تدخل العصا الخضراء الصغيرة في الأنبوب ويغطي جيداً
ويرج.



8
احفظ الأنبوب وعليه البطاقة في الكيس الأخضر وأوصله إلى
مركزك الصحي بالسرعة الممكنة. تستطيع أن تتركه في
ثلاجتك لمدة 3 أيام بحد أقصى إن ما كنت قادراً على تسليمه في
الحال.



9
بعد تعريف العينة وأخذها، ضعها في الحاوية التي ستجدها في
مدخل مركزك الصحي.