



Osakidetza




- Garder le tube hors de portée des enfants.
- Ne pas réaliser l'examen en cas d'hémorroïdes sanglantes ou de menstruations jusqu'à 3 jours passés sans pertes de sang.
- Éviter la contamination des selles avec l'urine.

## PROCÉDURE DE PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON POUR DÉTERMINER LA PRÉSENCE DE SANG DANS LES SELLES




**OC-SENSOR**



**Extraire le tube du sac vert.**

Décoller le code-barres situé sur la partie supérieure gauche de votre document.




**Coller l'étiquette sur la partie plate du tube.**


Ne pas la coller autour du tube, ni en diagonale, ni sur le bouchon vert.



**Placer une couche de papier hygiénique sur les toilettes et s'asseoir, si possible, face à ceux-ci.**




**Dévisser le bouchon vert et extraire le bâtonnet.**



**Mettre en contact la pointe du bâtonnet avec les selles et faire glisser la pointe en dessinant des lignes horizontales et verticales.**

Une petite quantité de selles suffit.



**Introduire le bâtonnet vert dans le tube, bien le fermer et agiter.**



**Introduire le tube étiqueté dans le sac vert et l'emmener au Centre Médical le plus rapidement possible. En cas d'impossibilité de le déposer rapidement, il peut rester au réfrigérateur pendant 3 jours maximum.**



**Une fois l'échantillon identifié et prélevé, déposez-le dans le conteneur situé à l'entrée de votre Centre Médical.**